

Anticorps Polyclonal Anti-Rnf31 Pour Wb, If, Elisa - Q96Ep0

Numéro d'article: CM0016423



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RNF31 humain (HOIP, ZIBRA) pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Validé sur des échantillons humains et murins, reconnaissant la composante E3 ligase d'environ 120 kDa du complexe LUBAC. Idéal pour la recherche sur la signalisation NF- κ B et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RNF31 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55072
GeneID	55072
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-700 du RNF31 humain (NP_060469.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96EP0
Poids Protéique	120kDa
Expédition	Sac de glace