

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf34 Pour Wb, If/Icc Et Elisa - Q969K3

Numéro d'article: CM0027248

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le RNF34 humain (CARP1/hRFI), une ligase E3 d'ubiquitine. Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la dégradation des protéines et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF34 Lapin pAb
Remarques/Alias	RFI, RIF, RIFF, hRFI, CARP1, CARP-1, RNF34
Espèce	Humain
GeneID	80196
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du RNF34 humain (NP_079402.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q969K3
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace