

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf4 Pour Wb, Elisa - P78317

Numéro d'article: CM0013519



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RNF4 humain (SLX5/SNURF), validé pour WB et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Cible la ligase E3 ubiquitine-protéine impliquée dans les voies de dégradation dépendantes de la sumoylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF4 pAb de lapin
Remarques / Alias	SLX5, SNURF, RES4-26, RNF4
Espèce	Humain
ID du gène	6047
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 190 de RNF4 humain (NP_001171938.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P78317
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Pack de glace