


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rnf40 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75150

Numéro d'article: CM0005876



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le RNF40/BRE1B humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Utile pour étudier la mono-ubiquitination de l'histone H2B, la régulation épigénétique et le cycle lytique du KSHV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-RNF40
Remarques/Alias	BRE1B ; RBP95 ; STARING ; RNF40
Espèce	Humain
Identifiant du gène	9810
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 231-431 du RNF40 humain (O75150)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75150
Poids moléculaire de la protéine	114 kDa
Expédition	Sac de glace