


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf40 Pour Wb Et Elisa - 075150

Numéro d'article: CM0027508



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin RNF40 validé pour WB et ELISA. Cible la ligase E3 ubiquitine-protéine humaine BRE1B (O75150), adaptée pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RNF40 Lapin pAb
Remarques/Alias	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9810
ID de Gène	9810
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de RNF40 humain (NP_055586.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O75150
Poids Protéique	114kDa
Expédition	Sac de glace