


Anticorps Monoclonal Anti-Rnf7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubf6

Numéro d'article: CM0004145



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine RNF7 (SAG/ROC2/RBX2/CKBBP1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'ubiquitination et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF7 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SAG ; ROC2 ; rbx2 ; CKBBP1 ; RNF7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9616
Identifiant du gène	9616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de la protéine humaine RNF7 (NP_055060.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBF6
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace