


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf6

Numéro d'article: CM0030429



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RNF7 (également connu sous le nom de ROC2, SAG). Convient pour les applications WB, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains. Reconnaît une protéine de 13 kDa (UniProt : Q9UBF6) impliquée dans les complexes ligases cullin-RING.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin RNF7
Remarques/Alias	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
Espèce	Humain
GeneID	9616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de RNF7 humain (NP_055060.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UBF6
Poids moléculaire	13kDa
Expédition	Sac de glace