


Anticorps Polyclonal Anti-Rnf8 Pour Wb, Elisa - 076064

Numéro d'article: CM0030017



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RNF8 humain, validé pour le western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation des dommages à l'ADN et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF8 Lapin pAb
Remarques/Alias	hRNF8; RNF8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9025
GeneID	9025
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-485 du RNF8 humain (NP_003949.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	076064
Poids moléculaire	56kDa
Expédition	Sac de glace