


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rnf8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O76064

Numéro d'article: CM0006724



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-RNF8 validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte l'E3 ubiquitine ligase RNF8 (~56 kDa) humaine, souris et rat, impliquée dans la réparation des dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF8 Rabbit mAb
Remarques / Alias	hRNF8; RNF8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9025
GeneID	9025
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la protéine RNF8 humaine (NP_003949.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O76064
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace