


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rngtt Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60942

Numéro d'article: CM0028820



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RNGTT pour western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le RNGTT humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la formation de coiffe de l'ARNm et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNGTT Rabbit pAb
Remarques / Alias	HCE; HCE1; hCAP; CAP1A; RNGTT
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8732
GenelD	8732
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 du RNGTT humain (NP_003791.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60942
Poids moléculaire de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace