

## Anticorps Polyclonal Anti-Rnh1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13489

Numéro d'article: CM0026172



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre Rnh1 (Inhibiteur de ribonucléase, RAI). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | RNH1 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | RAI; RNH; RNH1                                                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)    | 6050                                                                                                                        |
| GeneID             | 6050                                                                                                                        |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 202-461 de RNH1 humain (NP_002930.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS              | P13489                                                                                                                      |
| Poids Protéique    | 50kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |