

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Robo1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6N7

Numéro d'article: CM0018535



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ROBO1 humain, adapté aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur le guidage axonal, le neurodéveloppement et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ROBO1 pAb de lapin
Remarques/Alias	NORS ; NYS8 ; SAX3 ; CPHD8 ; DUTT1 ; ROBO1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6091
GeneID	6091
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1452-1651 de ROBO1 humain (NP_002932.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9Y6N7
Poids moléculaire	181 kDa
Expédition	Sac réfrigérant