

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rock1 Pour Wb, Elisa - Q13464

Numéro d'article: CM0002699



Introduction

L'anticorps monoclonal lapin ROCK1 est validé pour WB et ELISA avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les applications de recherche sur la dynamique du cytosquelette, la migration cellulaire et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ROCK1 Lapin mAb
Remarques/Alias	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
Espèce	Humain
ID de Gène	6093
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1100-1200 de ROCK1 humain (Q13464).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13464
Poids Protéique	158kDa
Expédition	Sac de glace