

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rock1 Pour Wb, Ip, If, Elisa - Q13464

Numéro d'article: CM0014899



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ROCK1 validé pour WB, IP, IF-P et ELISA dans des échantillons humains, de souris et de rat. Régulateur clé du cytosquelette d'actine et de la polarité cellulaire, idéal pour les recherches sur la motilité cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ROCK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6093
GeneID	6093
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 400-660 de ROCK1 humaine (NP_005397.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13464
Poids moléculaire de la protéine	158 kDa
Expédition	Sac de glace