

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rock1 (Validé Par Ko) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13464

Numéro d'article: CM0015011



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ROCK1 humain, validé par knockout, pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec les échantillons humains et murins. Idéal pour les recherches sur le cytosquelette, la polarité cellulaire et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] ROCK1 pAb de lapin
Remarques/Alias	ROCK-I ; P160ROCK ; K1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6093
GeneID	6093
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-660 de ROCK1 humain (NP_005397.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q13464
Poids de la protéine	158 kDa
Expédition	Sac de glace