

Anticorps Polyclonal Anti-Rock2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075116

Numéro d'article: CM0027442



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre ROCK2, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte ROCK2 humain, souris, rat à ~161kDa. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ROCK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ROCK-II; ROCK2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9475
ID de gène	9475
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1109-1388 de ROCK2 humain (NP_004841.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075116
Poids moléculaire	161kDa
Expédition	Sac de glace