


Anticorps Polyclonal Anti-Rogdi Pour Wb, Elisa - Q9Gzn7

Numéro d'article: CM0025354



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ROGDI humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour la recherche en neurosciences et les études sur des modèles de maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ROGDI Lapin pAb
Remarques/Alias	KTZS; RAV2; ROGDI1; ROGDI
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79641
ID de gène	79641
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de ROGDI humain (NP_078865.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9GZN7
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace