


Anticorps Polyclonal Anti-Rom1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q03395

Numéro d'article: CM0029850



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ROM1 humain (TSPAN23), validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Pour la recherche sur la rétine et les études sur les segments externes des bâtonnets. Optimisé pour l'IVD et la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ROM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ROM; RP7; ROSP1; TSPAN23; ROM1
Espèce	Humain
GeneID	6094
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 126-263 de ROM1 humain (NP_000318.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03395
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace