

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Romo1 Pour Wb - P60602

Numéro d'article: CM0010738

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant spécifiquement ROMO1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur les ROS et la morphologie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-ROMO1
Remarques/Alias	MTGM, MTGMP, C20orf52, bA353C18.2, ROMO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	140823
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-79 de ROMO1 humain (NP_542786.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60602
Poids moléculaire de la protéine	8kDa
Expédition	Sac de glace