


Anticorps Polyclonal Anti-Ror1 Pour Wb, Elisa - Q01973

Numéro d'article: CM0028354



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ROR1 validé pour Western blot et ELISA, réactif croisé avec le rat. Idéal pour les études de signalisation Wnt, de récepteurs neurotrophiques et la recherche sur le cancer. Non conjugué, cible de 104 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ROR1
Remarques/Alias	NTRKR1; dj537F10.1; ROR1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4919
ID du gène	4919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-403 du ROR1 humain (NP_005003.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q01973
Poids protéique	104 kDa
Expédition	Sac de glace