

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ror2 Pour Wb, Elisa - Q01974

Numéro d'article: CM0024771



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le ROR2 humain, validé pour WB et ELISA. Reconnaît le ROR2 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt, l'ostéogenèse et le développement du cartilage.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | ROR2 Lapin pAb                                               |
| Remarques/Alias    | BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2                                      |
| Espèce             | Humain                                                       |
| GeneID             | 4920                                                         |
| Immunogène         | Peptide synthétique (aa 100-200 du ROR2 humain, NP_004551.2) |
| Source             | Lapin                                                        |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                        |
| Application        | WB, ELISA                                                    |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                          |
| SWISS              | Q01974                                                       |
| Poids Protéique    | 105kDa                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                 |