


Anticorps Polyclonal Anti-Rora Pour Wb, Elisa - P35398

Numéro d'article: CM0026291



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RORA (P35398) validé pour Western blot et ELISA. Détecte le RORA humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le rythme circadien, le métabolisme et la différenciation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RORA Rabbit pAb
Remarques / Alias	ROR1; ROR2; ROR3; RZRA; NR1F1; RORa1; IDDECA; RORalpha; RZR-ALPHA; RORA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6095
GeneID	6095
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 175-255 de RORA humain (NP_599023.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35398
Poids de la protéine	53KDa/59kDa/61KDa/63KDa
Expédition	Sac de glace