


Anticorps Polyclonal Anti-Rorc Pour Wb, Elisa - P51449

Numéro d'article: CM0013323



Introduction

Anticorps anti-RORC polyclonal de lapin pour WB et ELISA. Détecte le RORC humain, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le récepteur nucléaire ROR-gamma dans la différenciation des cellules immunitaires, le rythme circadien et la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RORC Lapin pAb
Remarques/Alias	TOR ; RORG ; RZRG ; IMD42 ; NR1F3 ; RZR-GAMMA ; RORC
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6097
Identifiant du gène	6097
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 223-312 du RORC humain (NP_005051.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51449
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace