

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rorβ Pour Wb, Elisa - Q92753

Numéro d'article: CM0002512

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé contre le RORβ humain pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le récepteur nucléaire ROR-bêta, essentiel pour le rythme circadien, la vision et le développement neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-RORβ
Remarques/Alias	RZRB ; EIG15 ; NR1F2 ; ROR-BETA ; RZR-BETA ; bA133M9.1 ; RORβ
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6096
GeneID	6096
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92753
Poids protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace