


Anticorps Polyclonal Anti-Rpa2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15927

Numéro d'article: CM0022386



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RPA2 humain (RP-A p32), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Essentiel pour la réplication de l'ADN et la réponse aux dommages de l'ADN. Idéal pour l'étude de la réparation de l'ADN et de la stabilité du génome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RPA2; REPA2; RP-A p32; RP-A p34; RPA32; RP-Ap32; RP-Ap34; protéine de réplication A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6118
GeneID	6118
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-270 du RPA2 humain (NP_002937.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15927
Poids de la protéine	29kDa/30kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace