


Anticorps Monoclonal Anti-Rpa32/Rpa2 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P15927

Numéro d'article: CM0010715



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin RPA32/RPA2 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la réplication de l'ADN et la réparation des dommages. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPA32/RPA2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6118
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-270 du RPA32/RPA2 humain (NP_002937.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15927
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace