

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rpa70/Rpa1 Pour Wb, Ip, Elisa, Chip - P27694

Numéro d'article: CM0005523



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'humain RPA70/RPA1 (P27694). Validé pour WB, IP, ELISA, ChIP. Reconnaît les protéines humaines et de rat. Utile pour la recherche sur la réplication et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPA70/RPA1 AcM de lapin
Remarques/Alias	HSSB ; RF-A ; RP-A ; REPA1 ; RPA70 ; MST075 ; PFBMFT6 ; RPA70/RPA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6117
GeneID	6117
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de l'humain RPA70/RPA1 (P27694).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P27694
Poids protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace