

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpa70/Rpa1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27694

Numéro d'article: CM0018051



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RPA70/RPA1 humain (sous-unité de 70 kDa de la protéine A de réplication), validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Utile pour l'étude de la réplication, de la réparation et de la réponse aux dommages de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPA70/RPA1 pAb de lapin
Remarques/Alias	HSSB ; RF-A ; RP-A ; REPA1 ; RPA70 ; MST075 ; PFBMFT6 ; RPA70/RPA1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6117
GeneID	6117
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de RPA70/RPA1 humain (NP_002936.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P27694
Poids moléculaire	68 kDa
Expédition	Sac de glace