

Anticorps Polyclonal Anti-Rpap2 Pour Wb Et Elisa - Q8Ixx5

Numéro d'article: CM0020294



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RPAP2 humain (protéine associée à l'ARN polymérase II). Convient pour les applications WB et ELISA. RPAP2 est une phosphatase CTD impliquée dans la transcription des snARN et la signalisation du stress du RE. SWISS : Q8IXW5.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPAP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	Rtr1; C1orf82; RPAP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79871
GeneID	79871
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-612 du RPAP2 humain (Q8IXW5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IXW5
Poids moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace