


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rpb1 Ctd Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P24928

Numéro d'article: CM0008479



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le domaine CTD de Rpb1, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP et ELISA. Détecte Rpb1 humain, murin et de rat (~217 kDa). Idéal pour l'étude de la régulation de la transcription par l'ARN polymérase II. Approvisionnement IVD tout-en-un auprès de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-Rpb1 CTD
Remarques/Alias	RPB1 ; RPO2 ; POLR2 ; POLRA ; RPBh1 ; RPOL2 ; NEDHIB ; RpiLS ; hsRPB1 ; hRPB220
Espèce	Homme
ID du gène	5430
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1611 et 1710 du domaine CTD de Rpb1 humain (NP_000928.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P24928
Poids moléculaire	217 kDa/64 kDa
Expédition	Sac de glace