


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpb3/Polr2C Pour Wb, Ip, Elisa - P19387

Numéro d'article: CM0020088



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité RPB3 (POLR2C) de l'ARN polymérase II dépendante de l'ADN. Validé pour la WB, l'IP et l'ELISA sur des échantillons humains et de souris. Convient aux recherches sur la transcription et l'ARN polymérase II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPB3/POLR2C pAb de lapin
Remarques/alias	RPB3 ; RPB31 ; hRPB33 ; hsRPB3 ; RPB3/POLR2C
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	5432
ID du gène	5432
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 275 de la RPB3/POLR2C humaine (NP_116558.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	P19387
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac réfrigérant