

Anticorps Polyclonal Anti-Rpe Pour Wb - Q96At9

Numéro d'article: CM0016228



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Ribulose-phosphate 3-épimérase humaine (RPE, Q96AT9). Adapté pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Montre une réactivité avec des échantillons humains, murins et de rat. Détecte une bande attendue à 25 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPE Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPE2-1 ; RPE
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6120
GeneID	6120
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-228 de la RPE humaine (NP_954699.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AT9
Poids moléculaire protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace