


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpf2 Pour Wb, Elisa - Q9H7B2

Numéro d'article: CM0023401



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin RPF2 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la protéine RPF2 humaine, murine et de rat, une protéine nucléolaire impliquée dans l'assemblage de la grande sous-unité du ribosome. Convient pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin RPF2
Remarques/Alias	BXDC1 ; bA397G5.4 ; RPF2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	84154
GenelD	84154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-306 de la protéine RPF2 humaine (NP_115570.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H7B2
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace