


Anticorps Polyclonal Anti-Rpgr Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92834

Numéro d'article: CM0024606



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RPGR humain (Q92834) pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte le RPGR humain, souris et rat, un GEF critique pour le trafic ciliaire et l'homéostasie rétinienne. Idéal pour la recherche sur la vision et les ciliopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPGR Lapin pAb
Remarques/Alias	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6103
ID de gène	6103
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du RPGR humain (NP_001030025.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92834
Poids moléculaire	113kDa
Expédition	Sac de glace