

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rpgr Pour Wb, If, Elisa - Q92834-6

Numéro d'article: CM0006962

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le RPGR humain (isoforme 6). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA, avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies ciliaires et rétiniennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RPGR Rabbit mAb
Remarques/Alias	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6103
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du RPGR humain. (NP_001030025.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92834-6
Poids moléculaire	52kDa/70kDa/83kDa/90kDa/113kDa/127kDa
Expédition	Sac de glace