

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpgrip1 Pour If-P Et Elisa - Q96Kn7

Numéro d'article: CM0024081



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RPGRIP1 humain pour IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible une protéine d'échafaudage essentielle à la fonction photoréceptrice et à la localisation ciliaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPGRIP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPGRIP1; CORD13; LCA6; RGI1; RGRIP; RPGRIP; RPGRIP1d; protéine 1 interagissant avec la régulateur GTPase de la rétinite pigmentosa
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57096
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1091-1286 de RPGRIP1 humain (NP_065099.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96KN7
Poids de la protéine	66kDa/70kDa/74kDa/76kDa/103kDa/146kDa
Expédition	Sac de glace