

Anti-Rph3A (Rabphilin-3A) Anticorps Polyclonal Lapin Pour Wb, Elisa - Q9Y2J0

Numéro d'article: CM0029120

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Rabphilin-3A humaine (RPH3A, Exophilin-1). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour l'étude de l'exocytose régulée et de la fonction synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPH3A Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPH3A
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	22895 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la RPH3A humaine (NP_055769.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Y2J0
Poids Moléculaire Protéique	77kDa
Expédition	Sac de glace