

Anticorps Polyclonal Anti-Rph3Al Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Une2

Numéro d'article: CM0026466

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RPH3AL (NOC2), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le RPH3AL humain et de souris, une protéine effectrice de Rab cruciale pour l'exocytose régulée dans les cellules endocrines et exocrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPH3AL Lapin pAb
Remarques/Alias	NOC2; RPH3AL
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9501
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 161-315 du RPH3AL humain (NP_008918.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UNE2
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace