

Anticorps Polyclonal Anti-Rpia Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49247

Numéro d'article: CM0026717

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RPIA humain (ribose-5-phosphate isomérase), validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études sur la voie des pentoses phosphates.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPIA Lapin pAb
Remarques/Alias	RPI; RPIAD; RPIA
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	22934
ID de Gène	22934
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 82-311 du RPIA humain (NP_653164.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49247
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace