


Anticorps Monoclonal Anti-Rpl10A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62906

Numéro d'article: CM0003695



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique humaine 60S L10a (RPL10A). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la fonction des ribosomes et la synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL10A Rabbit mAb
Remarques/Alias	uL1 ; L10A ; CSA19 ; NEDD6 ; Csa-19 ; RPL10A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4736
Identifiant du gène	4736
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-175 de la protéine RPL10A humaine (P62906)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62906
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace