

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl10A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62906

Numéro d'article: CM0027989



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RPL10A humaine (protéine ribosomique L10a), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la traduction et les ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL10A Lapin pAb
Remarques/Alias	uL1; L10A; CSA19; NEDD6; Csa-19; RPL10A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4736
ID de gène	4736
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de RPL10A humaine (NP_009035.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62906
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace