


Anticorps Polyclonal Anti-Rpl11 Pour If/Icc, Elisa - P62913

Numéro d'article: CM0015233



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-RPL11 de CamelBio cible la protéine ribosomique 60S L11 humaine (uL5). Validé pour IF/ICC et ELISA, il est idéal pour l'étude de la biogenèse des ribosomes, du contrôle de la traduction et des voies de signalisation de p53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6135
Identifiant du gène	6135
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-177 de la protéine RPL11 humaine (NP_001186731.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P62913
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace