


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rpl11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62913

Numéro d'article: CM0005920



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre RPL11 humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, souris et rat. Idéal pour la recherche sur les ribosomes et les études de la voie p53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-RPL11 de lapin
Remarques / Alias	L11, uL5, DBA7, GIG34
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6135
GenelD	6135
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-178 de RPL11 (NP_000966.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62913
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace