

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62913

Numéro d'article: CM0030103



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine RPL11 humaine (protéine uL5 de la grande sous-unité ribosomique), validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur la biogenèse des ribosomes, la synthèse protéique et la signalisation de p53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6135
GeneID	6135
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-177 de RPL11 (NP_001186731.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62913
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace