

Anticorps Polyclonal Anti-Rpl13 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Numéro d'article: CM0026772



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique humaine 60S L13 (RPL13). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la fonction ribosomique et le développement osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL13 Lapin pAb
Remarques/Alias	L13 ; BBC1 ; eL13 ; D16S44E ; SEMDIST ; D16S444E ; RPL13
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-211 de la protéine RPL13 humaine (NP_150254.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26373
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace