


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rpl13 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Numéro d'article: CM0005171



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine RPL13 humaine (eL13) pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les protéines ribosomiques et le développement osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL13 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	L13 ; BBC1 ; eL13 ; D16S44E ; SEMDIST ; D16S444E ; RPL13
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6137
Identifiant du gène	6137
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine RPL13 humaine (NP_150254.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26373
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa / 24 kDa
Expédition	Sac de glace