


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl13 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Numéro d'article: CM0026837



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RPL13 humain (protéine ribosomique 60S L13), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les ribosomes et la synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPL13 Lapin pAb
Remarques/Alias	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6137
GeneID	6137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-211 du RPL13 humain (NP_150254.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26373
Poids Protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace