


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl13A Pour Wb, Elisa - P40429

Numéro d'article: CM0018767



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine RPL13A (uL13) humaine. Validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la fonction ribosomique, la régulation de la traduction et le complexe GAIT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL13A Rabbit pAb
Remarques / Alias	L13A; uL13; TSTA1; RPL13A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23521
GeneID	23521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-197 de la protéine RPL13A humaine (NP_036555.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40429
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace