


## Anticorps Polyclonal Anti-Rpl14 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P50914

Numéro d'article: CM0027687



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RPL14 pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Protéine ribosomique eL14 de 23kDa, cytoplasme. Immunogène recombinant. Idéal pour les études de synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | RPL14 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias                  | L14; RL14; eL14; hRL14; CTG-B33; CAG-ISL-7; RPL14                                                                           |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)                  | 9045                                                                                                                        |
| GeneID                           | 9045                                                                                                                        |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-215 de RPL14 humain (NP_003964.3). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application                      | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS                            | P50914                                                                                                                      |
| Poids moléculaire de la protéine | 23kDa                                                                                                                       |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                |