


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl17 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18621

Numéro d'article: CM0026468



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique 60S L17 (RPL17) humaine, alias L17, PD-1, uL22, pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validé sur l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les protéines ribosomiques et les études sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL17 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L17; PD-1; uL22; RPL23; RPL17
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6139
GeneID	6139
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-184 de la RPL17 humaine (NP_000976.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18621
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace